INSTRUCTION FOR USE
사용설명서

1. Manufacturer Name
제조사

DR-VU (Co.,Ltd)
(주)디알뷰

Registered no. 5882

2. Manufacturer Address Manufacturing site
주소

40, Dongil-ro 96-gil, Jungnang-gu,Seoul, Republic of Korea
서울시 중랑구 동일로96길40, B1

3. Product name
품목명

Patient positioning or immobilization device
환자고정보조대

4. Product License
품목허가번호

제신 24-301

5. Specification
제품사양

No	Model name	Size(cm)		
		목둘레	폭(앞)	뒤폭(앞기장)
1	Rad-Ban HBA	160	45	2
2	Rad-Ban HBC	160	29	2

6. Intended purpose
사용목적

Medical instrument or machine used to maintain or fix a patient's posture during patient care or injection.

본 제품은 환자 진료 또는 주사 시에 환자의 자세를 유지 또는 고정하기 위해 사용되는 기구·기계이다.

40, Dongil-ro 96-gil, Jungnang-gu,Seoul, Republic of Korea 서울시 중랑구 동일로96길40, B1
TEL. +82 70 7787 0459 / FAX. +82 2435 0459 / Email. therese88@dr-vu.com

7. Appearance and Structure
외형 및 구조

No	Model name	외형 및 구조
1	Rad-Ban HBA	
2	Rad-Ban HBC	

8. How to Use
사용방법

A. Preparations before use

1. Check the condition of the product before use to check for wrinkles, tearing, and damage.

B. How to use it

1. Place the body-part mat on the treatment table and install the head mat if necessary.
2. Fold the head-part mat in half and place it on the head, wrap the head according to the appropriate length, and attach the Velcro on the head and the Velcro on the body.
3. Attach the shoulder, body, wrist, knee, and leg fixing belt to the Velcro of the body part in the appropriate position, and attach the patient's headband using the Velcro of the back of the head as well.
4. Fixing the shoulder fixing belt in an X shape can increase the fixing power.
5. Attaching the shoulder and body fixing bands so that they overlap slightly can further reduce the patient's movement during treatment.
6. If the patient's legs are thin and the fixing is weak, the fixing force can be strengthened by inserting it between the legs using a doll or cushion and installing Velcro.

가. 사용 전 준비사항

1. 사용 전 제품의 상태를 확인하여 구김, 찢김, 파손이 있는지 확인한다.

나. 사용방법

1. 몸체 매트를 진료대에 올려놓고, 필요시 머리 매트를 장착합니다.
2. 머리 매트는 반을 접어 머리 부분에 올려놓고 적당한 길이에 맞춰 헤드 부분을 감싼 뒤 머리 부분의 벨크로와 몸체 부분의 벨크로를 부착합니다.
3. 몸체 부분의 벨크로에 어깨, 몸체, 손목, 무릎, 다리 고정띠를 알맞은 위치에 붙이고, 머리 부분의 뒷면도 넓은 벨크로를 이용하여 환자의 머리띠를 부착한다.
4. 어깨 고정띠는 X자 모양으로 고정하는 것이 좀더 고정력을 높일 수 있다.

40, Dongil-ro 96-gil, Jungnang-gu,Seoul, Republic of Korea 서울시 중랑구 동일로96길40, B1
TEL. +82 70 7787 0459 / FAX. +82 2435 0459 / Email. therese88@dr-vu.com

5. 어깨, 몸체 고정띠가 조금 겹쳐지도록 부착하면 치료 중 환자의 움직임을 더욱 줄일 수 있다.
6. 환자의 다리가 가늘어서 고정이 약한 경우에는 인형이나 쿠션 등을 이용하여 다리 사이에 끼우고 벨크로를 장착하면 고정력을 강화시킬 수 있다.

9. Precautions for use
사용시 주의사항

1. It shall not be used for any purpose other than the purpose of use.
2. Be careful not to scratch the surface.
3. Control pollution.
4. Control loss of accessories.
5. When washing, match the Velcro in the same pair so that it does not stick to different parts, and then put it in a laundry net to wash it.

1. 사용목적 이외에 다른 용도로 사용하지 않는다.
2. 표면에 흠집이 생기지 않도록 주의한다.
3. 오염관리를 한다.
4. 부속품들의 분실 관리를 한다.
5. 세탁 시 벨크로가 서로 다른 부분에 붙지 않도록 같은 짝을 맞춰 서로 맞물린 후에 세탁망에 넣어서 세탁한다.

10. Storage and management after use
보관방법 및 사용후 관리방법

1. Do not break.
2. In case of contamination, foreign substances such as washing are managed.
3. Manage the loss of the attached fixing belt (by parts).
4. Room temperature storage

1. 파손되지 않도록 한다.
2. 오염 시 세탁 등 이물질 관리를 한다.
3. 부속 고정띠(부위별)의 분실을 관리한다.
4. 실온보관

11. Labeling
라벨

Inside the zipper, you will find the identifies the model name, size, lead, date of manufacture, site of manufacture, UDI-DI, information of manufacturer

제품 안쪽에 모델명, 사이즈, 성능, 제조일자, 제조장소, UDI-DI 및 제조자 정보를 확인 가능

40, Dongil-ro 96-gil, Jungnang-gu,Seoul, Republic of Korea 서울시 중랑구 동일로96길40, B1
TEL. +82 70 7787 0459 / FAX. +82 2435 0459 / Email. therese88@dr-vu.com

Model name	UDI-DI	Bar code
Rad-Ban HBA	(01)08800033601265	
Rad-Ban HBC	(01)08800033601272	

14. Package unit
포장단위

1pcs/box
Size : Rad-Ban HBA 65*45*30
Rad-Ban HBC 55*35*22

1피스/박스
사이즈 : Rad-Ban HBA 65*45*30
Rad-Ban HBC 55*35*22

15. Expiry date
유효기간

2 years from manufacturing date

WARNING - DO NOT MODIFY IT AS THIS MAY AFFECT ITS OWN FUNCTION AND INVALIDATE WARRANTY
기능에 영향을 미칠 수 있으므로 수정이나 변형하지 마십시오. 보증이 무효화됩니다.

본 제품은 의료 기기임

40, Dongil-ro 96-gil, Jungnang-gu,Seoul, Republic of Korea 서울시 중랑구 동일로96길40, B1
TEL. +82 70 7787 0459 / FAX. +82 2435 0459 / Email. therese88@dr-vu.com